



دستگاه لیزر موهای زائد

SOPRANO TITANIUM PLUS
2025

دستگاه لیزر موهای زائد

SOPRANO TITANIUM PLUS

2025



مشخصات فنی

- هندپیس غیر تماسی (شاتی)
- سیستم های TC Cooling , TC Chiller
- لیزر بار اصل آمریکا (کمپانی کوهرنت)
- قطعات الکترونیکی و پمپ آب اصل آلمان
- بهره گیری از سه طول موج ۱۰۶۴ / ۸۰۸ / ۷۵۵
- (الکساندرایت / اندیاگ / دایود)
- ضمانت نامه کتبی جوابدهی
- مناسب انواع رنگ (تایپ) پوستی
- صفحه نمایش ۱۵ اینچی با سیستم عامل اندروید
- سیستم Air Colling با دمای ۱۵- درجه سانتی گراد
- لیزر بار دبل کریستال جهت افزایش سرعت جوابدهی
- دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی
- تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا

برتری ها

- هندپیس Non-Contact (شاتی)
- ضمانت نامه کتبی جوابدهی
- سیستم Air Colling با دمای ۱۵- درجه سانتی گراد

پشتیبانی

- یک سال گارانتی بی قید و شرط
- ده سال خدمات پس از فروش
- نصب و راه اندازی رایگان

بهره مندی ۳ طول موج الکساندرایت، دایود و اندیاگ

755nm

مناسب پوست های روشن

808nm

مناسب پوست های سبزه و گندمی

1064nm

مناسب پوست های تیره تر

SUPRANO TITANIUM PLUS

مزیت دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس شرکت طب اول ایرانیان

غیر تماسی و شات با فاصله از پوست



دارای ایرکولینگ با پرتاب باد فوق العاده و
دمای ۱۵- درجه سانتی گراد



دارای ضمانت نامه کتبی و معتبر بابت کیفیت قطعات
و تضمین اثربخشی





شرایط پرداخت منعطف نقد و اقساط



۴۰٪
سریعتر




لیزر بار اورجینال آمریکایی (کمپانی کوهرنت)
همراه با ضمانت نامه کتبی جوابدهی



دارای تاییدیه FDA آمریکا و CE اروپا

دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی



ضمانت نامه کتبی جوابدهی

لیزر بار دبل کریستال جهت افزایش سرعت جوابدهی

لوازم جانبی



ایرکولینگ



عینک کلاینت



عینک اپراتور

24-hour activity without the need for rest

فعالیت ۲۴ ساعته بدون نیاز به استراحت



دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی



هندپیس غیر تماسی همراه با سری های شخصی

24
HOURS

دارای

پرتاب باد خنک قوی بدون کاهش دما



Original and imported

اورجینال و وارداتی





شرکت تولیدی بازرگانی طب اول ایرانیان
پیشرو در فروش تجهیزات زیبایی

شماره ثبت ۷۰۰۹۹

تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان سرو، پلاک ۷۱۱
اصفهان، چهارباغ بالا، پلاک ۷

☎ ۰۲۱۹۱۰۳۰۸۰۳ 🌐 www.tebeaval.ir 📷 tebeaval